


DKF 21-R  
Filtre anti-odeurs AirClean Longlife régénérant  
pour la hotte Miele DA 670x.

Code EAN: 4002515652527 / Numéro de matériel: 10271460 /  
Ancien Numéro de matériel: 28996363EU1



- Avec charbon actif, neutralise les odeurs de cuisine désagréables
- Il peut être régénéré très facilement tous les 6 mois au four
- Durée de vie de 3 ans
- Plus économique qu'un filtre à usage unique si changé régul.
- Contient : 4 filtres, dimensions : 42,8 x 10,0 x 1,9 cm