

A 810

Filet de maintien

pour une fixation optimale de la charge fragile.



- Cadre en inox recouvert d'un filet plastifié, dim. 445 x 215 mm
- Particulièrement résistant et durable

Code EAN: 4002515676783 / Numéro de matériel: 10283650 /
Ancien Numéro de matériel: 69501700D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Cache	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	20
Dimension extérieure, largeur brute en mm	235
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	470
Poids net en kg	0,44
Poids brut en kg	0,57