

A 810/1

Filet de maintien

pour une fixation optimale de la charge fragile.



- Cadre en inox recouvert d'un filet plastifié, dim. 206 x 215 mm
- Particulièrement résistant et durable

Code EAN: 4002515671764 / Numéro de matériel: 10283670 /  
Ancien Numéro de matériel: 69501800D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Cache	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Blanc
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	20
Dimension extérieure, largeur brute en mm	235
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	232
Poids net en kg	0,28
Poids brut en kg	0,35