


U 408
Panier
pour la prise en charge optimale des tasses.



- Avec rangées

Code EAN: 4002515691151 / Numéro de matériel: 10358570 /
Ancien Numéro de matériel: 67640801D

Famille produit	
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Accessoires	
PG 8164	•
PTD 701	•
Catégorie de produit	
Panier pour tasses	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Bleu, Gris, Blanc
Nombre de rangées	4
Écart entre les supports en mm	85
Capacité	
Tasses [nombre]	20
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	100
Dimension extérieure, largeur nette en mm	410
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	410
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	270
Dimension extérieure, largeur brute en mm	525
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	1,20
Poids brut en kg	2,14