

GS CL 1403 P

Détergent en poudre, 1,4 kg

Les meilleurs résultats de lavage. Avec aide au dosage intégrée.

Code EAN: 4002515773345 / Numéro de matériel: 10528360 /  
Ancien Numéro de matériel: 21995507EU1



- à l'oxygène actif pour un nettoyage en profondeur
- Aux super-enzymes — efficace même à basse température
- Formule spéciale anticorrosion pour la protection du verre
- Très concentrée – jusqu'à 95 cycles de lavage
- Une vaisselle totalement propre, tout simplement. Avec Miele.