

GS CL 1003 P

Poudre lave-vaisselle 1 kg

pour des résultats de lavage exceptionnels et un dosage sur mesure.

Code EAN: 4002515773413 / Numéro de matériel: 10528500 /  
Ancien Numéro de matériel: 21995508EU1



- à l'oxygène actif pour un nettoyage en profondeur
- With super-enzymes – effective even at low rinsing temperatures
- Formule spéciale anticorrosion pour la protection du verre
- Très économique – pour env. 70 cycles de lavage
- Un lavage simplement parfait. Avec Miele.