

GS CL 3403 P

Kit de dosage de poudre de lavage

Avec 3,4 kg de poudre et aide au dosage intégrée.

Code EAN: 4002515773437 / Numéro de matériel: 10528530 /  
Ancien Numéro de matériel: 21995509EU1



- à l'oxygène actif pour un nettoyage en profondeur
- Aux super-enzymes — efficace même à basse température
- Formule spéciale anticorrosion pour la protection du verre
- Très économique – pour env. 240 cycles de lavage
- Un lavage simplement parfait. Avec Miele.