

GS CL 3403 P

Kit de poudre lave-vaisselle

pour un nettoyage plus efficace dans un lave-vaisselle Miele.

Code EAN: 4002515773437 / Numéro de matériel: 10528530 /
Ancien Numéro de matériel: 21995509EU1



- à l'oxygène actif pour un nettoyage en profondeur
- With super-enzymes – effective even at low rinsing temperatures
- Formule spéciale anticorrosion pour la protection du verre
- Très économique – pour env. 240 cycles de lavage
- Un lavage simplement parfait. Avec Miele.