

KFK 4095

Marqueur craie edding e-4095, boîte de 5  
pour écrire et dessiner sur le réfrigérateur Blackboard edition K 20 000



Code EAN: 4002515781814 / Numéro de matériel: 10547670 /  
Ancien Numéro de matériel: 36996091EU1

- Couleurs vives, craie liquide à base d'eau
- Pointe conique avec une épaisseur de trait de 2 à 3 mm
- Utilisation très simple, sans salir les mains
- Marques faciles à effacer de la façade de l'appareil ;
- Avec le nettoyant vitrocéramique/inox Miele + chiffon microfibre