

## A 815 Gicleur

pour un traitement optimal des instruments rotatifs avec spray externe.



- À utiliser dans A 812, A 813 ou dans le panier supérieur A 105/1
- Constitué de 4 gicleurs avec tuyaux silicone, long. env. 114 mm

Code EAN: 4002515830413 / Numéro de matériel: 10619690 /  
Ancien Numéro de matériel: 68681500D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Transparent
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments dentaires	•
<b>Capacité</b>	
Instruments rotatifs [nombre]	4
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	10
Dimension extérieure, largeur nette en mm	10
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	114
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	80
Dimension extérieure, largeur brute en mm	95
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	110
Diamètre en mm	10
Poids net en kg	0,05
Poids brut en kg	0,12