

A 815

Gicleur

pour un traitement optimal des instruments rotatifs avec spray externe.



- Destiné à une utilisation avec A 812, A 813/1 ou dans panier supérieur A 105/1
- Utilisation uniquement dans A 105/1 associée à un tuyau de filtration A 800
- Constitué de 4 gicleurs avec tuyaux silicone, long. env. 114 mm

Code EAN: 4002515830413 / Numéro de matériel: 10619690 /

Ancien Numéro de matériel: 68681500D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Appareil de nettoyage, petit, dentaire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, Dental	•
Accessoires	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Transparent
Capacité	
Instruments rotatifs [nombre]	4
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	10
Dimension extérieure, largeur nette en mm	10
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	114
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	80
Dimension extérieure, largeur brute en mm	95
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	110
Diamètre en mm	10
Poids net en kg	0,05
Poids brut en kg	0,12