

E 473/2

Complément à mailles cylindrique
avec couvercle, adapté à différentes petites pièces.



- Pour suspension
- Avec fermeture de couvercle très maniable

Code EAN: 4002515811962 / Numéro de matériel: 10623720 /
Ancien Numéro de matériel: 69547303D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments dentaires	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	88
Dimension extérieure, largeur nette en mm	66
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	66
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	80
Dimension extérieure, largeur brute en mm	95
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	110
Poids net en kg	0,10
Poids brut en kg	0,14