

A 207
Chariot
pour la prise en charge optimale des micro-instruments.



- Traitement efficace : charge rapide et débit élevé
- Niveau sup. : max. 8 plateaux prise en charge instru. à cavité
- Niveau inf. : 8 plateaux pour instruments ophtamologiques

Code EAN: 4002515815601 / Numéro de matériel: 10632400 /
Ancien Numéro de matériel: 69620700D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Chariot de chargement pour instruments d'ophtalmologie	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Possibilité d'ajouter un filtre central	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Capacité	
Plateaux/tablettes [nombre]	16
Jeux de bloc opératoire pour micro-instruments [nombre]	8
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	438
Dimension extérieure, largeur nette en mm	530
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	542
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	270
Dimension extérieure, largeur brute en mm	525
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	4,40
Poids brut en kg	6,40
Accessoires	
A 311 Support pour plateaux [nombre]	2
A 800, tuyau de filtration [nombre]	1
A 804, brosse de nettoyage [nombre]	1