

A 833
Injecteur
pour le nettoyage optimal de diverses charges.



- Convient pour les chariots à injection, vissable
- Pour les meilleurs résultats de lavage grâce aux trous latéraux

Code EAN: 4002515941225 / Numéro de matériel: 10635480 /
Ancien Numéro de matériel: 69745302D

| Famille produit | |
|--|------|
| Laveurs-désinfecteurs | • |
| Laveurs-désinfecteurs, médical | • |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical | • |
| Accessoires | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| Catégorie de produit | |
| Gicleur à injection | • |
| Caractéristiques produit | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Domaine d'application | |
| Traitement des instruments MIC | • |
| Traitement des instruments dentaires | • |
| Traitement des instruments avec lumen | • |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 0 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 4 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 110 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 12 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 80 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 120 |
| Poids net en kg | 0,00 |
| Poids brut en kg | 0,01 |