

A 834

Injecteur

pour le nettoyage optimal de diverses charges, en particulier les rectoscopes.



- Convient pour les rectoscopes, les douilles de trocart et autres
- Équipé d'un ressort pour l'ajustement en hauteur
- Pour les meilleurs résultats de lavage grâce aux trous latéraux

Code EAN: 4002515940709 / Numéro de matériel: 10635650 / Ancien Numéro de matériel: 69745403D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	8
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	152
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	120
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	170
Poids net en kg	0,03
Poids brut en kg	0,03