

A 817

Douille de rinçage

pour un nettoyage optimal, par ex. des instruments ORL.



- adapté pour les chariots à injection et paniers, vissable
- Avec capuchon et collier de fixation

Code EAN: 4002515880593 / Numéro de matériel: 10706260 /
Ancien Numéro de matériel: 69681700D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	120
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	170
Diamètre en mm	24
Poids net en kg	0,02
Poids brut en kg	0,02