

A 818

Capuchon de douilles de rinçage  
pour la fixation optimale des instruments avec la douille de rinçage.



- Unité d'emballage avec 12 capuchons
- Ouverture adaptable selon l'application

Code EAN: 4002516100119 / Numéro de matériel: 10706620 /  
Ancien Numéro de matériel: 69681800D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
Appareil de nettoyage, petit, dentaire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Gicleur à injection	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments dentaires	•
Traitement des instruments avec lumen	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	20
Dimension extérieure, largeur nette en mm	20
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	20
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Diamètre en mm	20
Poids net en kg	0,04
Poids brut en kg	0,04