

A 819

Douille de rinçage

pour le nettoyage optimal des instruments avec lumen.



- Par ex. pour pointes ultrasons magnétostrictives, comme Cavatron
- Dimension intérieure 108 mm
- Avec capuchon à ouverture de Ø 10 mm
- Avec collier de fixation

Code EAN: 4002515990278 / Numéro de matériel: 10721750 /  
Ancien Numéro de matériel: 68681900D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Support	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments dentaires	•
<b>Capacité</b>	
Pointes à ultrasons [nombre]	1
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	10
Dimension extérieure, largeur nette en mm	100
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	114
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	120
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	170
Poids net en kg	0,02
Poids brut en kg	0,02