

DFK-BVK 90

Coude de gaine plate  
pour un flux d'air efficace et personnalisé.


Code EAN: 4002515963876 / Numéro de matériel: 10811470 /  
Ancien Numéro de matériel: 28996396D



- Pour une évacuation air hygiénique en mode évacuation & recyclage
- Profils intégrés guidage air pour propriétés écoulement optimales
- Respecter les règles nationales spécifiques du bâtiment
- En plastique blanc, difficilement inflammable
- Coude vertical 90°, 150 mm de profondeur et de hauteur

DFK-BVK 90

Coude de gaine plate  
pour un flux d'air efficace et personnalisé.



DFK-BVK90, bow 90°, vertical shortened, installation drawing