

TC 900

Cadre d'habillage

pour appareils de 900 mm sans condenseur vapeur ou dispositif de séchage.



- Avec porte SAV verrouillable
- Le cache jusqu'au plafond doit être placé côté installation

Code EAN: 4002515991756 / Numéro de matériel: 10880700 /  
Ancien Numéro de matériel: 69252003D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Cache	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	840
Dimension extérieure, largeur nette en mm	845
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1045
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	990
Dimension extérieure, largeur brute en mm	845
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1200
Poids net en kg	48,90
Poids brut en kg	63,90