

TC 1150

Cadre d'habillage

pour appareils de 1.150 mm sans condenseur vapeur ou dispositif de séchage.



- Avec porte SAV verrouillable
- Le cache jusqu'au plafond doit être placé côté installation

Code EAN: 4002515992128 / Numéro de matériel: 10880750 /
Ancien Numéro de matériel: 69252004D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Cache	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1002
Dimension extérieure, largeur nette en mm	835
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1200
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1002
Dimension extérieure, largeur brute en mm	835
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1200
Poids net en kg	60,13
Poids brut en kg	75,13