

PR

Imprimante intégrée
pour imprimer des protocoles de traitement.



Code EAN: 4002516024040 / Numéro de matériel: 10931290 /
Ancien Numéro de matériel: 69247003D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8617	•
Caractéristiques produit	
Couleur	Noir
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	95
Dimension extérieure, largeur brute en mm	190
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	291
Poids net en kg	0,92
Poids brut en kg	2,50