

DP [50Hz]

Pompe de vidange

adaptation d'un appareil à soupape d'évacuation en appareil à pompe de vidange.



- Pour les installations sans vidange au sol

Code EAN: 4002516024057 / Numéro de matériel: 10931330 /
Ancien Numéro de matériel: 69240003D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir, Blanc, Gris
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	180
Dimension extérieure, largeur brute en mm	390
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	390
Poids net en kg	3,88
Poids brut en kg	5,73