

A 503

Chariot

sans niveau pour le nettoyage de la verrerie/des instruments de laboratoire.



- Pour la prise en charge des compléments et de paniers à mailles
- Selon la hauteur, il est possible d'utiliser jusqu'à six modules
- Baguette et support supérieurs amovibles

Code EAN: 4002516050445 / Numéro de matériel: 10973900 / Ancien Numéro de matériel: 69650301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Chariot de chargement avec modules complémentaires	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	433
Dimension extérieure, largeur nette en mm	790
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	650
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	790
Dimension extérieure, largeur brute en mm	860
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	715
Poids net en kg	17,00
Poids brut en kg	20,00