

A 603
Module d'injection
pour ajouter un 2e niveau au chariot A 500.



- Avec bras de lavage

Code EAN: 4002516050520 / Numéro de matériel: 10973980 /
Ancien Numéro de matériel: 69660301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Autres compléments/autres modules	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Complément à mailles DIN [nombre]	3
Complément à mailles SPRI [nombre]	2
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	565
Dimension extérieure, largeur nette en mm	640
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	790
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	780
Dimension extérieure, largeur brute en mm	710
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	6,80
Poids brut en kg	13,80