

A 606

Module

pour utiliser, par ex. de compléments, dans le niveau supérieur du chariot A 503



- Avec bras de lavage

Code EAN: 4002516050537 / Numéro de matériel: 10973990 /  
Ancien Numéro de matériel: 69660601D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autres compléments/autres modules	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	97
Dimension extérieure, largeur nette en mm	505
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	606
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	120
Dimension extérieure, largeur brute en mm	525
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	620
Poids net en kg	2,40
Poids brut en kg	3,00