


A 605

Module

pour le traitement optimal des tubes à essai, flacons, éprouvettes, etc.



- Équipé de 98 gicleurs à injection
- H max. 160 mm, Ø max. 20 mm
- Utilisable sur le chariot A 503

Code EAN: 4002516063339 / Numéro de matériel: 10999010 /
Ancien Numéro de matériel: 69660500D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les tubes à essai	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Traitement des tubes à essai	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	98
Flacons [nombre]	98
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	158
Dimension extérieure, largeur nette en mm	254
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	604
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	270
Dimension extérieure, largeur brute en mm	525
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	4,40
Poids brut en kg	6,40