

A 612

Module

pour le traitement optimal de la verrerie de laboratoire de grand volume.



- Équipement personnalisable avec gicleurs d'injection
- Pour flacons de laboratoire de 2–10 l, ballons gradués de 2–6 l
- Pour les erlenmeyers de 2–5 l, les éprouvettes graduées de 2–5 l
- Utilisable sur le chariot A 503

Code EAN: 4002516063353 / Numéro de matériel: 10999050 /  
Ancien Numéro de matériel: 69661200D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Module pour verrerie de laboratoire grand volume	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie de laboratoire grand volume [nombre]	4
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	221
Dimension extérieure, largeur nette en mm	253
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	608
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	245
Dimension extérieure, largeur brute en mm	270
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	635
Poids net en kg	3,60
Poids brut en kg	4,40