

A 621

Module

pour le traitement optimal de la verrerie de laboratoire, 20 empl. d'injecteur.



- Équipement personnalisable avec 20 gicleurs max.
- Utilisable sur le chariot A 503
- Composant du système EasyLoad

Code EAN: 4002516063407 / Numéro de matériel: 10999110 /
Ancien Numéro de matériel: 69662100D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Complément pour diverses bouteilles	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Composant du système EasyLoad	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	20
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	113
Dimension extérieure, largeur nette en mm	173
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	608
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	165
Dimension extérieure, largeur brute en mm	205
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	660
Poids net en kg	1,11
Poids brut en kg	2,24