

A 848
Injecteur
avec support, pour le nettoyage des éprouvettes graduées.



- Longueur du gicleur : 350 mm
- Ø gicleur : 10 mm
Ø support : 142 mm
- Convient pour les modules A 313 et A 612

Code EAN: 4002516071488 / Numéro de matériel: 11025610 /
Ancien Numéro de matériel: 69684800D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Gris
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	350
Dimension extérieure, largeur nette en mm	20
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	20
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	350
Dimension extérieure, largeur brute en mm	180
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	50
Poids net en kg	0,30
Poids brut en kg	0,53