


APFD 200  
Complément  
pour la prise en charge optimale des appareils respiratoires.



- Prise en charge sûre de 6 appareils respiratoires
- Accessoire : 2 paniers petites pièces à 3 compartiments colorés
- Raccord air respiratoire et indicateur air comprimé
- Raccord par couplages rapides (compatible avec Parker Rectus 25)
- Hauteur max. des charges 275 mm, diamètre 12–95 mm

Code EAN: 4002516080473 / Numéro de matériel: 11045740 / Ancien Numéro de matériel: 67020001D

<b>Famille produit</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8063	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour appareils respiratoires	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Indicateur air comprimé	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des appareils respiratoires	•
<b>Capacité</b>	
Appareils respiratoires [nombre]	6
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	153
Dimension extérieure, largeur nette en mm	484
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	452
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	32
Dimension extérieure, largeur brute en mm	615
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	50
Poids net en kg	6,10
Poids brut en kg	6,61