


A 312
Module
pour le traitement de viscosimètres.



- Convient pour 8.0 viscosimètres maximum
- Équipé de 8 injecteurs spéciaux A 867
- Distance entre gicleurs 118 mm en largeur, 118 mm en profondeur

Code EAN: 4002516087397 / Numéro de matériel: 11054470 /
Ancien Numéro de matériel: 69631200D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Module pour viscosimètre	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique, Silicone
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Viscosimètre [nombre]	8,0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	66
Dimension extérieure, largeur nette en mm	133
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	479
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	250
Dimension extérieure, largeur brute en mm	230
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	505
Poids net en kg	1,58
Poids brut en kg	2,33