

A 845

Injecteur

avec supports en plastique, diamètre des buses 2,5, longueur 125 mm, 1 pièce.



- Convient pour les chariots et paniers à injection, à visser
- Idéal pour les charges avec des ouvertures de 6 à 55 mm
- Diamètre du cache supérieur : 5 mm
- Composant du système EasyLoad

Code EAN: 4002516188797 / Numéro de matériel: 11056670 / Ancien Numéro de matériel: 69684500D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Catégorie de produit	
Gicleur à injection	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Composant du système EasyLoad	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	125
Dimension extérieure, largeur nette en mm	60
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	55
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	80
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,01
Poids brut en kg	0,01