


A 302/2

Module

prise en charge optimale de la verrerie de laboratoire – avec 32 buses.



- Pour div. verrerie de labo, v. erlenmeyers, ballons gradués, etc.
- Module sans gicleur à injection – Équipement selon besoins
- Pour un maximum de 32 gicleurs à injection
- Composant du système EasyLoad
- Distance entre gicleurs 60 mm en largeur, 57 mm en profondeur
- Convient particulièrement aux A 844 et A 845 (diamètre des buses 2,5 mm)

Code EAN: 4002516087656 / Numéro de matériel: 11056790 / Ancien Numéro de matériel: 69630202D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Complément pour diverses bouteilles	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Composant du système EasyLoad	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit [nombre]	32
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	72
Dimension extérieure, largeur nette en mm	195
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	479
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	200
Dimension extérieure, largeur brute en mm	525
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	1,09
Poids brut en kg	2,16