

A 860
Cadre support
pour les modules à injection A 300/2 et A 300/3



- Aménagement : 2 x 4 champs
- Utilisable sur les modules à injection A 300/2 et A 300/3
- Pour un positionnement optimal de la verrerie de laboratoire
- Composant du système EasyLoad

Code EAN: 4002516087663 / Numéro de matériel: 11056800 /
Ancien Numéro de matériel: 69686000D

| | |
|--|-----------------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs, laboratoire | • |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | • |
| Accessoires | |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| Catégorie de produit | |
| Autres compléments/autres modules | • |
| Caractéristiques produit | |
| Matériau | Inox, Plastique |
| Couleur | Inox, Noir |
| Nombre de compléments | 8 |
| Largeur de compartiment en mm | 114 |
| Longueur de compartiment en mm | 114 |
| Composant du système EasyLoad | • |
| Domaine d'application | |
| Traitement de la verrerie de laboratoire | • |
| Raccordement électr. standard | |
| Nombre de phases | 0 |
| Tension en V | 0-0 |
| Fréquence en Hz | 0-0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,00-0,00 |
| Protection par fusible en A | 0-0 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 30 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 250 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 350 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 35 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 300 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 400 |
| Poids net en kg | 0,10 |
| Poids brut en kg | 0,18 |