

A 861
Cadre support
pour les modules à injection A 301/4 et A 301/5



- Aménagement : 3 x 6 champs
- Utilisable sur les modules à injection A 301/4 et A 301/5
- Pour un positionnement optimal de la verrerie de laboratoire
- Composant du système EasyLoad

Code EAN: 4002516087670 / Numéro de matériel: 11056810 /
Ancien Numéro de matériel: 69686100D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Autres compléments/autres modules	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Nombre de compléments	18
Largeur de compartiment en mm	74
Longueur de compartiment en mm	74
Composant du système EasyLoad	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccordement électr. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	80
Dimension extérieure, largeur nette en mm	200
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	350
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	100
Dimension extérieure, largeur brute en mm	210
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	495
Poids net en kg	0,10
Poids brut en kg	1,87