


A 862

Cadre support

Pour les modules à injection A 302/2 et A 302/3.



- Aménagement : 4 x 8 champs
- Utilisable sur les modules à injection A 302/2 et A 302/3
- Pour un positionnement optimal de la verrerie de laboratoire
- Rilsanisé

Code EAN: 4002516087687 / Numéro de matériel: 11056820 / Ancien Numéro de matériel: 69686200D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autres compléments/autres modules	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique, Câble, rilsanisé
Couleur	Inox, Noir
Nombre de compléments	32
Largeur de compartiment en mm	56
Longueur de compartiment en mm	52
Composant du système EasyLoad	•
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0-0
Fréquence en Hz	0-0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00-0,00
Protection par fusible en A	0-0
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	30
Dimension extérieure, largeur nette en mm	250
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	350
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	35
Dimension extérieure, largeur brute en mm	300
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	400
Poids net en kg	0,10
Poids brut en kg	0,18