

E 531 Capuchon pour les buses mâles Luer-Lock.



- Capuchon à raccord Luer-Lock femelle
- Le kit se compose de cinq fermetures Luer-Lock

Code EAN: 4002516313236 / Numéro de matériel: 11095490 /
Ancien Numéro de matériel: 69753100D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Catégorie de produit	
Autres accessoires	•
Domaine d'application	
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Caractéristiques produit	
Couleur	Acier inoxydable
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	12
Dimension extérieure, largeur brute en mm	120
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	170
Poids net en kg	0,01
Poids brut en kg	0,02