

APLW 003

Chariot

pour la prise en charge de la grande verrerie de laboratoire jusqu'à 20 l.



**Image
in progress**

- Équipé de quatre buses
- Pour la prise en charge jusqu'à 2 flacons de Ø 280 mm max
- Pour prendre en charge jusqu'à deux bouteilles de Ø 190 mm max.

Code EAN: 4002516115410 / Numéro de matériel: 11104500 /
Ancien Numéro de matériel: 69300300D

| | |
|--|-----------------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | • |
| Accessoires | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Catégorie de produit | |
| Panier à injection | • |
| Caractéristiques produit | |
| Matériau | Inox, Plastique |
| Couleur | Inox |
| Domaine d'application | |
| Traitement de la verrerie de laboratoire | • |
| Capacité | |
| Bouteilles [nombre] | 2 |
| Erlenmeyer [nombre] | 2 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 400 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 535 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 582 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 580 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 565 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 615 |
| Poids net en kg | 5,08 |
| Poids brut en kg | 7,63 |