

APLW 005

Chariot

pour la prise en charge optimale de jusqu'à 56 pipettes.



- Pour la prise en charge jusqu'à 56 pipettes en diagonale

Code EAN: 4002516115434 / Numéro de matériel: 11104520 /
Ancien Numéro de matériel: 69300500D

| | |
|--|-----------------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | • |
| Accessoires | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Catégorie de produit | |
| Chariot de chargement pour pipettes | • |
| Caractéristiques produit | |
| Matériau | Inox, Plastique |
| Couleur | Inox |
| Domaine d'application | |
| Traitement des pipettes/flacons | • |
| Capacité | |
| Pipettes [nombre] | 56 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 308 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 535 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 582 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 570 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 560 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 610 |
| Poids net en kg | 6,40 |
| Poids brut en kg | 9,20 |