

APLW 007

Chariot

pour la prise en charge optimale de 2 cassettes de pipettes.



- Pour niveau inférieur
- Longueur maximale des pipettes : 520 mm

Code EAN: 4002516115458 / Numéro de matériel: 11104540 /  
Ancien Numéro de matériel: 69300700D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot de chargement pour pipettes	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des pipettes/flacons	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	580
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	420
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	580
Dimension extérieure, largeur brute en mm	565
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	7,18
Poids brut en kg	9,98