

APLW 013/1
Panier supérieur
équipé de 42 injecteurs APLW 051



**Image
in progress**

- À utiliser uniquement dans les niveaux supérieurs

Code EAN: 4002516115526 / Numéro de matériel: 11104610 /
Ancien Numéro de matériel: 69301301D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	42
Bouteilles [nombre]	42
Erlenmeyer [nombre]	42
Ballons gradués [nombre]	42
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	160
Dimension extérieure, largeur nette en mm	534
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	569
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	355
Dimension extérieure, largeur brute en mm	565
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	5,88
Poids brut en kg	8,28
Accessoires	
APLW 051, injecteur Ø 4 mm, longueur 110 mm [nombre]	42