

APLW 013/2

Panier supérieur

équipé de 32 injecteurs APLW 051 et 10 injecteurs APLW 055



**Image
in progress**

- À utiliser uniquement dans les niveaux supérieurs

Code EAN: 4002516115533 / Numéro de matériel: 11104620 /
Ancien Numéro de matériel: 69301302D

| | |
|--|-------------------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire | • |
| Accessoires | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Catégorie de produit | |
| Panier à injection | • |
| Panier supérieur | • |
| Caractéristiques produit | |
| Matériau | Inox, Plastique |
| Couleur | Bleu, Inox, Blanc |
| Domaine d'application | |
| Traitement de la verrerie de laboratoire | • |
| Capacité | |
| Verrerie à col étroit [nombre] | 42 |
| Bouteilles [nombre] | 42 |
| Erlenmeyer [nombre] | 42 |
| Ballons gradués [nombre] | 42 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 250 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 535 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 570 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 355 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 565 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 615 |
| Poids net en kg | 4,55 |
| Poids brut en kg | 9,00 |
| Accessoires | |
| APLW 051, injecteur Ø 4 mm, longueur 110 mm [nombre] | 32 |
| APLW 055, injecteur Ø 6 mm, longueur 175 mm [nombre] | 10 |