

APLW 014/1  
Panier supérieur  
équipé de 20 injecteurs APLW 055



**Image  
in progress**

- À utiliser uniquement dans les niveaux supérieurs

Code EAN: 4002516115557 / Numéro de matériel: 11104640 /  
Ancien Numéro de matériel: 69301401D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit [nombre]	20
Bouteilles [nombre]	20
Erlenmeyer [nombre]	20
Ballons gradués [nombre]	20
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	250
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	570
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	355
Dimension extérieure, largeur brute en mm	565
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	4,22
Poids brut en kg	8,45
<b>Accessoires</b>	
APLW 055, injecteur Ø 6 mm, longueur 175 mm [nombre]	20