

APLW 015  
Panier supérieur  
avec 16 emplacements d'injecteur non équipés.



**Image  
in progress**

- À utiliser uniquement dans les niveaux supérieurs

Code EAN: 4002516115571 / Numéro de matériel: 11104650 /  
Ancien Numéro de matériel: 69301500D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Verrerie à col étroit [nombre]	16
Bouteilles [nombre]	16
Erlenmeyer [nombre]	16
Ballons gradués [nombre]	16
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	160
Dimension extérieure, largeur nette en mm	532
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	560
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	340
Dimension extérieure, largeur brute en mm	560
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	600
Poids net en kg	4,00
Poids brut en kg	6,60