

APLW 017

Panier supérieur

avec 121 emplacements d'injecteur non équipés.

Miele

**Image
in progress**

- À utiliser uniquement dans les niveaux supérieurs
- Espace utile 200 x 490 mm

Code EAN: 4002516115595 / Numéro de matériel: 11104670 /

Ancien Numéro de matériel: 69301700D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	121
Flacons [nombre]	121
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	160
Dimension extérieure, largeur nette en mm	532
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	560
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	350
Dimension extérieure, largeur brute en mm	560
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	4,20
Poids brut en kg	7,00