

APLW 018 Panier supérieur avec 121+24 emplacements d'injecteur non équipés.



Image in progress

• À utiliser uniquement dans les niveaux supérieurs Code EAN: 4002516115601 / Numéro de matériel: 11104680 / Ancien Numéro de matériel: 69301800D

Ancien Numero de materiei: 6930 1800D	
Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	121
Flacons [nombre]	121
Verrerie à col étroit [nombre]	24
Bouteilles [nombre]	24
Erlenmeyer [nombre]	24
Ballons gradués [nombre]	24
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	162
Dimension extérieure, largeur nette en mm	534
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	569
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	355
Dimension extérieure, largeur brute en mm	565
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	5,33
Poids brut en kg	7,76