


APLW 018/1

Panier supérieur

équipé de 121 injecteurs APLW 048 et 24 injecteurs APLW 051.



- À utiliser uniquement dans les niveaux supérieurs

Code EAN: 4002516115717 / Numéro de matériel: 11104690 /  
Ancien Numéro de matériel: 69301801D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Tubes à essai [nombre]	121
Flacons [nombre]	121
Verrerie à col étroit [nombre]	24
Bouteilles [nombre]	24
Erlenmeyer [nombre]	24
Ballons gradués [nombre]	24
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	200
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	570
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	355
Dimension extérieure, largeur brute en mm	565
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	6,92
Poids brut en kg	11,42
<b>Accessoires</b>	
APLW 051, injecteur Ø 4 mm, longueur 110 mm [nombre]	32
APLW 048, injecteur Ø 2,5 mm, longueur 80 mm [nombre]	121