


APLW 019/1
Panier supérieur
équipé de 121 injecteurs APLW 047.



- À utiliser uniquement dans les niveaux supérieurs

Code EAN: 4002516115731 / Numéro de matériel: 11104710 /
Ancien Numéro de matériel: 69301901D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
Caractéristiques produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Bleu, Inox, Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	121
Flacons [nombre]	121
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	200
Dimension extérieure, largeur nette en mm	535
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	570
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	355
Dimension extérieure, largeur brute en mm	565
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	615
Poids net en kg	6,64
Poids brut en kg	9,06
Accessoires	
APLW 047, injecteur Ø 2,5 mm, longueur 50 mm [nombre]	121