

APLW 020

Panier inférieur

avec 121 emplacements d'injecteur non équipés pour injecteurs Ø 2,5 mm.



**Image  
in progress**

- À utiliser uniquement sur le niveau inférieur

Code EAN: 4002516115748 / Numéro de matériel: 11104720 /  
Ancien Numéro de matériel: 69302000D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Panier à injection	•
Panier inférieur	•
<b>Caractéristiques produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir, Blanc
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Capacité</b>	
Tubes à essai [nombre]	121
Flacons [nombre]	121
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	580
Dimension extérieure, largeur nette en mm	534
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	534
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	355
Dimension extérieure, largeur brute en mm	562
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	675
Poids net en kg	6,20
Poids brut en kg	8,64